



asbl **TELECONTACT** vzw
Chaussée de Roodebeek 84
Bruxelles 1200 Brussel

Fax Présidente 02/654.08.45 Voorzitster Fax
brigitte.bennert@skynet.be
<http://www.telecontact.be>
Fortis : 001-1930151-24

GEBRUIK VAN EEN RINGLEIDING

Een ringleiding is ontworpen voor slechthorenden of doofgewordenen die hoorapparaten dragen of een processor met een cochleair implantaat. Het levert een betere geluidskwaliteit en dus een grotere verstaanbaarheid. De openbare plaatsen uitgerust met een ringleiding worden meestal aangegeven met bijgaand pictogram.



Hoe te werk gaan ?

- U moet eerst en vooral weten of uw hoorapparaat de speciale "T" positie bevat die het geluid opvangt. Vraag het aan uw audioloog of de verkoper van het hoorapparaat. De meeste apparaten zijn ermee uitgerust (behalve de intra-aurale). Vraag hem ook of uw apparaat een MT positie heeft die het mogelijk maakt tegelijk de boodschap van de spoel "T" en van de versterker (micro) te horen. Hij kan u best adviseren welke positie te gebruiken.
- U moet er ook voor zorgen dat de positie "T" geactiveerd/geprogrammeerd is op uw apparaat en als dit niet het geval is, vraag uw audioloog om dat te activeren.

Als u deze functie wilt gebruiken met een ringleiding of een telefoon

- Plaats uw apparaat op "positie T".
- Ga in de ringleiding staan (of gebruik je telefoon).
- Van dan af komt het geluid direct in uw oor zonder door de versterker te gaan en is het ook verstaanbaarder.
- Met sommige apparaten moet men even het volume verhogen.

Opgelet !

- **Vergeet niet dat wanneer uw apparaat op "T" is ingesteld, u alleen hoort wat er gezegd wordt in de microfoon die aangesloten is op de lus (of telefoon). Alle andere omgevingsgeluiden (ruis, stemmen) worden afgesneden. Er is dus géén probleem met uw apparaat! Als uw audioloog de MT positie heeft geactiveerd en u ze gebruikt op dat moment dan kunt u horen wat er gezegd wordt in de microfoon en hoort u ook het geluid rondom u.**
- Vergeet niet het apparaat terug in zijn normale stand te plaatsen als je de ringleiding niet meer gebruikt of de telefoonoproep stopzet.
- Uw audioloog is de beste persoon om u te adviseren in geval van moeilijkheden.

Brigitte Bennert

Voorzitster van Telecontact